

# ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

## ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН № 3

### ОТЗЫВ

#### О РАБОТЕ ПРИБОРА ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ РАН «ПВТ 200»

Данный прибор проходил апробацию в отделении гнойной хирургии в течение 1 месяца. Использовался при лечении 2 пациентов с обширными посттравматическими ранами нижних конечностей, эксплуатировался непрерывно, со сменой вакуумных повязок через 3-4 дня. Работал устойчиво, отмечено два эпизода отключения, связанные с нарушением герметичности повязок и потребовавшие дополнительной герметизации раны и перезагрузки.

Очевидные достоинства:

1. Многоразовая емкость для экссудата позволяет значительно экономить на расходных материалах.
2. Совместим с большинством расходных материалов других производителей.
3. Простой, удобный с интуитивно понятным интерфейсом.

Некоторые недостатки:

1. Цилиндрической формы емкость для экссудата недостаточно эргономична при использовании.
2. Несмотря на использование дезинфицирующих и моющих средств, полностью устранить неприятный запах, исходящий из емкости после использования не удается.
3. Относительно большой вес (более 0,6 кг).

При сравнении с имеющимися в клинике приборами для вакуумной терапии «Ренезис Гоу» менее эргономичный, тяжелее по весу, но **не требует специальных расходных материалов**. При сравнении с «ВИТ Мобил» работает значительно устойчивее, **не требует одноразовых емкостей**.

Заключение: аппарат для вакуумного лечения ран «ПВТ 200» является на сегодняшний день лучшим для практической работы отечественным прибором вакуумной терапии ран, не уступающий известным зарубежным аналогам. По стоимости и возможностям использования различных расходных материалов превосходит имеющиеся приборы на российском рынке.

Главный врач ГВВ №3

14.08.2023 г



Мелконян Г.Г.